



OXIVIR EXCEL





Oxivir Excel® Conc

- Oxivir Excel é um produto que limpa e desinfeta num único passo com uma eficácia comprovada num espectro alargado e reduzidos tempos de contacto
- Tensoativos de elevada eficácia oferecem excelente desempenho na limpeza
- Sem classificação de perigosidade quando diluído. EPI não necessários
- Formulação AHP é suave para as superfícies e não compromete a vida útil dos equipamentos
- Não contém substâncias que irrite as vias respiratórias
- Adequado para todas as áreas de risco elevado de contaminação

Eficácia	Norma	Diluição / Tempo de contacto	Condições de ensaio
Bactericida	EN 1276	1,5% 1 min / 1% 5 min	Em sujo
Bactericida	EN 13727	0,75% 30 seg	Em limpo
Bactericida	EN 13727	2% 30 seg / 1,5% 5 min	Em sujo
Bactericida Leveduricida	EN 13697	Bact. 1,25% 5 min / Lev. 2,5% 5 min	Em limpo
Bactericida Leveduricida	EN 13697	Bact. 1,5% 5 min / Lev. 3,5% 5 min	Em sujo
Bactericida Leveduricida	EN 13697	Bact. 4% 5 min / Lev. 4,5% 5 min	Em sujo (área médica)
Bactericida Leveduricida	EN 16615	1% 1 min	Em sujo
Bactericida Leveduricida	VAH (EN 16615)	4% 5 min / 2% 15 min / 1% 60 min	Em sujo
Fungicida	EN 13624	7% 30 min / 5% 60 min	Em limpo
Esporocida (Clostridium difficile)	EN 13704	10% 15 min	Em limpo
Virucida (BV DV Virus da vacina Ankara mod.)	DVV	2% 30 seg (BVD) / 1,5% 30 seg (Mod VVA) / 2% 30 seg (BVD e Mod VVA)	Em sujo
Virucida (Adenovirus, Poliovirus, Norovirus)	EN 14476	1,5% 5 min (Adeno) / 2% 5 min (Noro) / 1,5% 5 min (Polio) / 2% 5 min (Adeno., Noro., Polio.)	Em sujo
Leveduricida	EN 13624	2,5% 5 min	Em limpo
Leveduricida	EN 13624	4% 5 min / 3% 15 min / 2% 60 min	Em sujo
Leveduricida	EN 1650	3,75% 5 min	Em sujo
Adenovirus, Poliovirus	EN 14476	30 seg 4% 5 min 1.5%	Em sujo
Murine Norovirus	EN 14476	30 seg 4% 5 min 2%	Em sujo

Para a limpeza diária de superfícies de contacto frequente em áreas de risco médio



Bactericida



Virucida



Leveduricida





Oxivir Excel® Wipe

- Pronto a usar para uma rápida desinfeção
- Toallete descartável para uma higiene superior
- Conveniente, sem necessidade de preparação ou lavagem posterior
- Tensoativos de elevada eficácia oferecem excelente desempenho na limpeza
- Excelente no capítulo da segurança, reduz o risco para os utilizadores e o absentismo
- Sem classificação de perigosidade quando diluído
- Não contém substâncias que irrite as vias respiratórias
- Formulação AHP é suave para as superfícies e não compromete a vida útil dos equipamentos
- Adequado para todas as áreas de risco elevado de contaminação
- Listado na VAH

Eficácia	Norma	Tempo de contacto	Condições de ensaio
Virucida (BVD, VVA)	DVV (teste virucida limitado)	30 seg	Em sujo
Virucida (Adenovirus, Poliovirus, Norovirus)	EN 14476 (ação virucida completa)	30 seg	Em sujo
Bactericida	EN 1276	1 min	Em sujo
Leveduricida	EN 13624	5 min	Em sujo
Bactericida	EN 13727	30 seg	Em sujo
Leveduricida	EN 1650	5 min	Em sujo (área médica)
Bactericida Leveduricida	EN 16615	1 min	Em sujo

Para a limpeza diária de superfícies de contacto frequente em áreas de risco médio



Bactericida



Vitucida Total



Leveduricida



Oxivir Excel Wipe CE Dispositivos Médicos



Oxivir Excel Wipe CE Desinfetante



Oxivir Excel® Foam

- Pronto a usar para uma rápida desinfeção, aplicado sob a forma de espuma, não precisa de enxaguamento
- Excelente no capítulo da segurança, reduz o risco para os utilizadores e o absentismo
- Sem classificação de perigosidade
- Não contém substâncias que irrite as vias respiratórias
- Formulação AHP é suave para as superfícies e não compromete a vida útil dos equipamentos
- A certificação CE permite a utilização em dispositivos médicos não invasivos
- Adequado para todas as áreas de risco elevado de contaminação
- Listado na VAH

Eficácia	Norma	Tempo de contacto	Condições de ensaio
Virucida (BVD, VVA)	DVV (teste virucida limitado)	30 seg	Em sujo
Virucida (Adenovirus, Poliovirus, Norovirus)	EN 14476 (ação virucida completa)	30 seg	Em sujo
Bactericida	EN 1276	1 min	Em sujo
Leveduricida	EN 13624	5 min	Em sujo
Bactericida Leveduricida	EN 13697	5 min	Em sujo
Bactericida Leveduricida	EN 13697	5 min	Em sujo (área médica)
Bactericida	EN 13727	30 seg	Em sujo
Leveduricida	EN 1650	5 min	Em sujo
Bactericida Leveduricida	EN 16615	1 min	Em sujo

Para a limpeza diária de superfícies de contacto frequente em áreas de risco médio



Bactericida



Virucida
Total



Leveduricida







Novo toalhete e nova embalagem

Novo substrato



- 100% Polipropileno
- Elevada capacidade de retenção (gramagem)
- Elevada resistência
- Melhor desempenho (m² por toalhete)



	Novo 	Já existente 
Dimensões (cm)	15 x 17	26 x 20
Material do substrato	100% polipropileno	100% polipropileno
Gramagem do substrato (g/m ²)	34	25
Desempenho (m ² por toalhete)	2,24	1,66